

CAMPO CIRÚRGICO DESCARTÁVEL ESTÉRIL OFTALMOLÓGICO HÓSPITA

Confeccionado em não tecido, com bolsa coletora de fluidos, filme hipoalergênica e atóxica e clip. Contém 01 unidade.

INSTRUÇÕES DE USO:



1 - Fazer assepsia do local onde ocorrerá a incisão deixando a pele completamente seca para aplicação do campo.



4 - Posicionar o campo direcionado a fenestra com o filme adesivo na área do olho.



2 - Manter o campo fechado posicionando de acordo com o lado específico, ou seja, com a bolsa coletora na mesma direção a ser feita a incisão.



5 - Abrir totalmente o campo.



3 - Retire o papel adesivo conforme a figura.



6 - Ajuste o clip da bolsa coletora de fluidos.

PRODUTO ATÓXICO, HIPOALERGÊNICO, ESTÉRIL (ESTERELIZAÇÃO POR ÓXIDO DE ETILENO), DE USO ÚNICO. DESTRUIR APÓS O USO. NÃO UTILIZAR CASO A EMBALAGEM ESTEJA VIOLADA. ATENÇÃO: PODE DERRETER NO CASO DE EXPOSIÇÃO À CHAMAS OU OBJETOS INCANDESCENTES, APESAR DE NÃO PROPAGAR O FOGO. PROIBIDO REPROCESSAR. PRODUTO ISENTO DE LÁTEX.

Armazenar em temperatura ambiente - sem incidência de raios solares.

Cuidado no Manuseio: seguir as técnicas assépticas, não permitido contato com superfícies não estéries, prevenindo contaminações.

Rua João Vieira de Melo, 72 - Galpão A - Caruaru - PE

CNPJ.: 43.477.291/0001-16

e-mail: contato@hospita.ind.br

ANVISA: 82639990008

RESPONSÁVEL TÉCNICO: Maurício Redig de Campos - CRA-PE 20.16528